

Прежде чем приступить к использованию, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его в надёжном месте на случай необходимости.

Введение

Использование энурезного датчика для лечения ночного недержания мочи (enuresis nocturna) в большинстве случаев может решить эту проблему, поскольку в результате развивается несуществующий рефлекс просыпания от чувства полного мочевого пузыря.

! Современными исследованиями установлено, что нормой является состояние, если ребёнок писает в постель не чаще двух раз в месяц !

Технические характеристики (Энурезный датчик Pee Sensor)

Устройство сигнализации:	28 x 40 x 85 мм (высота x ширина x длина)	Вес:	55 г
Датчик мочи:	11 x 7 x 19 мм (высота x ширина x длина)	Набор батареек:	2x CR-2032/Lithium 3V
Длина датчика:	885 мм		

Примечание: Используйте только батареи, которые предназначены для датчика мочи. Не используйте другие виды батарей NiMH: 15.25.18.0017 PZN 0960183

Комплект поставки

Устройство сигнализации (мышь):	order-Nr. 20001	Руководство по эксплуатации:	order-Nr. 20005
Упаковочная коробка:	order-Nr. 20002	Таблица ребёнка:	order-Nr. 20006
Набор батареек 2 шт.:	order-Nr. 20003	Набор наклеек:	order-Nr. 20007
Штекер Вкл/Выкл:	order-Nr. 20004	Дневник наблюдений:	order-Nr. 20008

Аксессуары (необязательно)

Кабель датчика:	order-Nr. 20010	PZN 7229740
-----------------	-----------------	-------------

Инструкции по безопасности

Общие инструкции по безопасности

- Производитель не несёт никакой ответственности за любой ущерб, причинённый в результате неправильного использования.
- Неправильное или ненадлежащее использование может стать причиной повреждения прибора и привести к травмам пользователя.
- Данный прибор можно использовать для детей 6 лет и старше, а также для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, при условии, что они находятся под наблюдением или получили подробные инструкции по безопасному использованию устройства и осознали возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с устройством. Оно не предназначено для игр!
- Не позволяйте детям самостоятельно чистить устройство, а также разбирать его или ремонтировать.
- Используйте только те аксессуары, которые предназначены для этого устройства и входят в его комплект.
- Не пытайтесь вставить в устройство никакие посторонние предметы.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус!
- Только для домашнего использования.



Дневники

Дневник заполняется родителями. В нём имеются 4 графы для записи на каждые сутки. Для лучшего контроля вносите информацию в соответствии со следующими критериями:
W = мокро, всё содержимое мочевого пузыря вылилось в постель, **BM** = постель влажная, но не мокрая
UW = трусики мокрые **D** = сухо
 Таблицу заполняет сам ребёнок. Если он просыпается сразу после срабатывания звукового сигнала (даже с помощью родителей), ребёнок может вклеить в таблицу наклейку. И конечно, то же самое он делает, если будильник не сработал и/или ребёнок остался сухим всю ночь. Если ребёнок описался, ставится крестик или минус.

Приложение

Штекер устройство сигнализации Вкл/Выкл Piesel-Piepsger (мышь).
 Чтобы активировать устройство, извлеките из него штекер Вкл /Выкл. После этого устройство включится и его можно использовать. Это подтверждается тем, что на короткое время загорается красная лампочка индикатора и раздаётся гудок (если только устройство не было включено на режим вибрации).
 Чтобы выключить устройство, снова вставьте штырь в отверстие. В этом случае мышка (устройство сигнализации) отключается от батареек.

Включение паузы

Нажмите кнопку паузы, чтобы временно отключить звук будильника. Пауза длится примерно 30 секунд, этого обычно достаточно, чтобы быстро поменять бельё или сходить в туалет.

Управление: Вставьте штырь красного датчика влажности (датчик мочи) в мышку (устройство сигнализации). Чтобы защитить кабель, закрепите его под хвостиком мышки. Выберите режим будильника (регулируется с помощью штекера Вкл /Выкл в задней части устройства) и включите устройство.


Будильник

Можно выбрать один из трёх режимов будильника:

1. Только гудок
2. Только вибрация
3. (Вибрация+сигнал) Вибрация и гудок

Как только датчик намокает, срабатывает будильник.

В этом случае извлеките датчик из мокрых трусиков и промойте под струей теплой воды. Затем тщательно его высушите и разместите в чистые трусики.



Приложение

1. Закрепите устройство сигнализации на верхней части пижамы примерно на уровне плеча
2. Вложите в трусики датчик (датчик мочи) и закрепите его.

А. Девочки

Недалеко от влагалища.

Замечание по безопасности: чтобы предотвратить удушение кабелем, пожалуйста, закрепите его должным образом под пижамой.

Б. Мальчики

Недалеко от отверстия в пенисе.

10 советов по успешному обучению

1. Будьте терпеливы. Обучение и положительные результаты требуют времени.
2. Поощряйте своего ребёнка.
3. Используйте устройство каждую ночь.
4. Подробно обсудите с ребёнком функции устройства и вместе меняйте датчик.
5. Постарайтесь выяснить, в каком месте датчик меньше всего вызывает дискомфорт у ребёнка.
6. Перед тем как отправить ребёнка в постель, попросите его сходить в туалет пописать.
7. Сначала ребёнок не будет слышать будильник. Поэтому, пожалуйста, первые несколько дней будите его сами. Как правило, очень скоро ребёнок будет просыпаться самостоятельно (промежуточная цель).
8. Через некоторое время ребёнок должен научиться самостоятельно выключать будильник. Пока это не произойдёт, помогайте своему ребёнку.
9. Используйте дневник наблюдений для лучшего контроля результата.
10. После того как обучение / тренировка успешно завершены, пожалуйста, отправьте свои дневники производителю. В качестве БЛАГОДАРНОСТИ Вы получите небольшой сюрприз. Ваши данные будут использованы только для статистики.

Возможные сбои и их устранение

Устройство не издаёт звука будильника

Проверка исправности: Прижмите контакты друг к другу. Устройство исправно, если будильник сработал.

Причина: Датчик неправильно размещён.

Устранение: Переустановите датчик.

Будильник не срабатывает

1. Причина: Батарейки разрядились. Замените батарейки, как это сказано в руководстве по эксплуатации.

2. Причина: Устройство поломано. Обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

Устранение: Обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

Звук будильника заметно слабее, чем он был изначально

Причина: Батарейки почти разрядились.

Устранение: Замените батарейки, как это сказано в руководстве по эксплуатации.



Замена батареек:

Открутите винтики на крышке отсека для батареек и вставьте 2 новые батарейки (CR-2032). Убедитесь, что Вы вставили батарейки в соответствии с маркировкой полярности.

Примечание:

- Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
- Убедитесь, что батарейки вставлены правильно, в соответствии с маркировкой полярности.
- Изношенные батарейки следует извлечь из устройства.
- Если устройство длительное время не используется, батарейки следует извлечь.
- Убедитесь, что клеммы питания не замкнуты.
- Одноразовые батарейки нельзя подзаряжать.



Запуск устройства

Изначально энурезный датчик Piesel Piepsger находится в упаковке со вставленным в него штекером Вкл/Выкл, чтобы предотвратить самопроизвольное включение устройства. Датчика Piesel Piepsger выключен, пока штекер находится внутри устройства. Активируйте устройство сигнализации, вытащив штекер. Штекер Вкл /Выкл также используется для выбора или изменения режима будильника/ вибрации.

Внимание: Следует правильно вставлять штекер Вкл /Выкл.

Замечания по безопасности:

В изделии содержатся мелкие детали. Нельзя использовать для детей младше 3 лет.



Обычные и подзаряжаемые батареи **не** следует утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. В соответствии с законом потребитель обязан принести использованные батарейки для правильной утилизации в место их централизованного сбора данного региона или в торговую точку, где продаются батареи данного типа.

Декларация о соответствии

Использованы следующие гармонизированные стандарты:
 EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3

Декларация ЕС о соответствии Регламенту медицинского оборудования (ЕС) 2017/745.
 VIII Глава III.

Дизайн изделия соответствует классу I.

Osthoff-Vertretungen • Klinkerweg 4 • 40699 Erkrath
 Tel. +49 (0) 2104 94 81 81 • Fax +49 (0) 2104 94 81 93
 info@piesel-piepsger.de • www.piesel-piepsger.de