

Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad

- El fabricante no será responsable de ningún daño causado por un uso incorrecto del aparato.
- Un uso incorrecto o indebido podría dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 6 años y por personas con discapacidad física, sensitiva o mental; o sin conocimientos o experiencia previa, siempre y cuando reciban supervisión o indicaciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los riesgos asociados.
- El producto contiene partes pequeñas. Los niños no deben jugar con el aparato bajo **ninguna circunstancia**. ¡Este artículo **no** es un juguete!
- La limpieza y el mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
- Utilice **solo** accesorios aprobados para su uso en este producto.
- **Nunca** intente mover objetos dentro del aparato.
- ¡**Nunca** intente abrir la carcasa por sí mismo!
- ¡Solo para uso doméstico!

Notas sobre el uso de las pilas

! ADVERTENCIA:

- Las pilas no deben cargarse, desmontarse, arrojarse al fuego ni cortocircuitarse. ¡Riesgo de incendio/explosión!
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. ¡No son juguetes!
- Tragarse las pilas puede ser extremadamente peligroso. En el caso de que algún niño se tragara una pila, busque asistencia médica inmediatamente.
- Si una pila tuviera fugas, evite el contacto con los ojos y la piel. Si el fluido entrara en contacto con sus ojos o piel, aclárelos inmediatamente con agua limpia y busque asistencia médica, si fuese necesario.

Precaución: Siempre reemplace las pilas al mismo tiempo y use el mismo tipo de pila.

Las pilas pueden contener sustancias tóxicas dañinas para la salud y el medioambiente. Siempre elimine las pilas en cumplimiento con la correspondiente normativa aplicable. **No elimine las pilas junto con basura orgánica.**

Antes de utilizar, por favor lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Introducción

Tratar la incontinencia o enuresis nocturna (término médico: enuresis nocturna) con un dispositivo de aviso contra el mojado de la cama como el sensor de orina puede ser una solución al problema.

A través de la práctica, se desarrollará el reflejo previamente inexistente de despertarse por sentir la vejiga llena.

Según estudios recientes, ¡mojar la cama menos de dos veces al mes se considera normal!

Información técnica

Piesel Piepser (sensor de orina) HIMINr: 15.25.18.0027 PZN: (07232676)
 Tamaño del receptor: 90 x 60 x 30mm (AL, x An, x Prof.) Peso: 45g
 Tamaño del emisor: 55 x 30 x 8mm (AL, x An, x Prof.) Peso: 8g
 Batería: 1 x CR2032 de litio (3V), 3 x AAA (1,5V)

Nota: Utilice **solo** el tipo de pila especificado por el sensor de orina. **No utilice** ningún otro tipo de pila.

Incluido en el paquete

Juego de sensor de orina
 Juego de pilas
 Pin de encendido/apagado x 2 uds.
 Instrucciones de uso
 Diario del niño
 Juego de pegatinas
 Diario de los padres
 Destornillador
 Moneda de plástico



Los diarios

El **diario de los padres** debe ser completado por los padres. Hay 4 columnas disponibles para cada día/noche. Para un mejor control, se deberá añadir información detallada siguiendo los siguientes criterios:

W = cama, vejiga vaciada completamente en la mañana

UW = ropa interior mojada

El **diario del niño** debe ser completado por el niño. El niño debe recibir una pegatina como recompensa si mantiene la cama seca durante toda la noche y no suena la alarma. Si mojó la cama, deberá marcarlo con bolígrafo en el diario.

Encender el dispositivo



Receptor

Por defecto el pin de encendido/apagado está insertado en el dispositivo para asegurar que recibe alimentación de energía de forma inintermitente. El dispositivo se apagará en cuanto el pin de encendido/apagado sea insertado en el receptor. Seleccione el modo de alarma deseado (solo vibración, vibración + sonido o solo sonido).

Active el receptor retirando el pin de encendido/apagado.

Precaución: El pin de encendido/apagado debe retirarse antes de utilizar el aparato.

Nota: Este producto podría no funcionar correctamente cuando experimenta ESD (descargas electrostáticas). En ese caso, reinicielo manualmente.

Operación

Inserte 3 pilas AAA en el receptor y 1 pila de botón CR2032 en el emisor.

Nota: Asegúrese de que el anillo de cierre naranja en el emisor quede colocado en la posición correcta.

Cuando retire el pin de encendido/apagado, la luz led verde se iluminará durante aproximadamente 3 segundos. En ese momento el dispositivo estará listo para ser utilizado.

Modo de emparejamiento (solo para la primera configuración) "Pausar/Emparejar"

1. Para emparejarlo por Bluetooth deberá pulsar 3 veces el botón de pausa/emparejamiento en intervalos cortos; el emisor (o los emisores) que se encuentre en un radio de <10m quedarán emparejados.

Nota 1: Empareje solo 1 emisor y 1 receptor durante el proceso de emparejamiento. Emparejar varias unidades a la vez podría interrumpir el proceso de emparejamiento.

Nota 2: En caso de suceder algún problema durante el emparejamiento, mantenga pulsado el botón de pausa durante 10 segundos hasta que el receptor parpadee y vibre dos veces. Esto reiniciará la memoria. Después, intente emparejarlos de nuevo.

2. Para comprobar el estado de emparejamiento, pulse dos veces el botón de emparejamiento, el indicador LED parpadeará 4 veces para confirmar si se conectó correctamente.

3. Insertar el pin de encendido/apagado durante el proceso de emparejamiento podría causar fallos de funcionamiento.

4. El emisor y receptor emparejados tardarán aproximadamente 30 segundos en reconectarse después de retirar el pin de encendido/apagado.

5. Si se interrumpe la conexión, el receptor parpadeará verde después de 5 segundos. Si la conexión se restablece, el receptor deja de parpadear después de 3-5 segundos.

Cuando el emisor se moje, la alarma se activará. La luz LED roja en el emisor parpadeará 3 veces y activará la alarma del receptor en 5 segundos.

Si no se retira el emisor de la ropa interior mojada, la alarma se activará cada minuto.

Retire el emisor de la ropa interior mojada, límpielo con un trapo húmedo y después séquelo adecuadamente. Reinserte el emisor siguiendo los pasos descritos a continuación.

Cuando se dispare la alarma, la luz LED verde parpadeará durante 2 minutos y volverá a hacerlo de nuevo pasados 30 segundos.

Pulse el botón de pausa para silenciar la alarma temporalmente

(la alarma quedará silenciada durante aproximadamente 30 segundos).

Nota: La alarma solo se apagará completamente cuando se inserte el pin de encendido/apagado. El volumen del receptor puede ajustarse con la manecilla de control del volumen. Pruebe el volumen antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA: El volumen de la alarma puede alcanzar hasta 100dB a una distancia de 30cm. Para evitar riesgos de pérdida de audición, ¡NUNCA ponga el receptor al lado de su oído! El volumen debe ajustarse únicamente con el destornillador incluido. Gire el control del volumen con cuidado para evitar dañarlo.


Cómo acoplar el dispositivo

1. Seleccione el modo de alarma
 - solo sonido
 - solo vibración
 - vibración + sonido
2. Coloque y fije el emisor en la ropa interior (ver imagen).
NOTA: Se recomienda insertar el emisor en un protegeslip común para evitar el contacto directo con la piel. El contacto directo con la piel puede producir falsas alarmas y/o reacciones en pieles sensibles.
3. ¡Preste atención a la señal del receptor!

Nota: Cuando el nivel de batería sea bajo, sonará un aviso.

Receptor: La luz LED roja parpadeará a cada segundo.

Emisor: La luz LED roja parpadeará cada 10-20 segundos. Pasados 5 minutos, la luz LED roja parpadeará cada 5-20 segundos.



Niños: Cerca de la vagina




Niños: Cerca del pene

10 consejos para un aprendizaje exitoso

1. ¡Tenga paciencia! El aprendizaje necesita tiempo para producir resultados positivos!
2. Motive a su hijo o hija.
3. El sensor de orina debe utilizarse cada noche.
4. Explique a su hijo o hija el funcionamiento del sensor en detalle y también practique con él o ella cómo cargarlo.
5. Averigüe en qué lugar puede colocar el dispositivo para que no cause ninguna molestia a su hijo o hija.
6. Motive a su hijo o hija a ir al baño antes de irse a la cama.
7. En la fase inicial, es frecuente que el niño no oiga la alarma. Por lo tanto, despierte a su hijo o hija en los primeros días de uso. Después de unos pocos días, la mayoría de los niños se despiertan por sí solos.
8. Después de un tiempo, el niño deberá ser capaz de apagar la alarma por sí mismo. Ayúdele hasta que llegue ese momento.
9. Los diarios incluidos le ayudarán a monitorizar el uso del dispositivo.
10. Después de completar el tratamiento exitosamente, envíe el diario al distribuidor. ¡Recibirá una pequeña sorpresa como agradecimiento! La información será utilizada solo con fines estadísticos.

Posibles fallos y cómo solucionarlos



El receptor no emite ninguna alarma

Revise: Pruebe que funcione activando el emisor (con un trapo húmedo o conectando un clip al escudo de contacto), compruebe si la luz LED de los sensores parpadea (imagen).

Causa 1: El emisor está colocado demasiado adentro del protegeslip.

Solución: Coloque de nuevo el emisor.

Causa 2: La pila está agotada.

Solución: Reemplace la pila siguiendo las instrucciones.

Causa 3: El dispositivo está defectuoso.

Solución: Llévelo a su vendedor o al fabricante para su reparación.

Causa 4: La pila no tiene casi energía. La alarma suena demasiado baja.

Solución: Reemplace la pila siguiendo las instrucciones.

Sustitución de las pilas

Receptor: Desatornille la tapa de las pilas y coloque las 3 pilas nuevas (tipo: AAA)

Emisor: Desatornille la tapa de las pilas con la moneda de plástico incluida y coloque 1 pila (tipo: CR2032).

Nota:

- No mezcle pilas de diferentes tipos o nuevas con usadas.
- Asegúrese de que la pila quede insertada con el orden de polaridad correcta según lo especificado en las marcas.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato.
- Retire la pila si la unidad va a guardarse y no utilizarse durante un largo periodo de tiempo.
- Asegúrese de que los terminales de corriente no tengan cortocircuitos.
- No deben recargarse las pilas o no recargables;
- Asegúrese de que el anillo O del emisor quede debidamente colocado.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiarlo, siempre apague el aparato y retire las pilas. Nunca sumerja el aparato en agua.

Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo y suave.

No utilice productos de limpieza agresivos y/u otros objetos para limpiar el aparato.

Instrucciones de uso

Las pilas normales y las recargables no se deben tirar al contenedor de basura orgánica. Como consumidor, estás obligado por ley a reciclar las pilas para su correcta eliminación. Puedes llevar las pilas usadas a los puntos limpios de tu distrito o también a puntos de ventas donde se vendan ese tipo de pilas.

Nota: Los siguientes códigos están impresos en las pilas que contienen sustancias nocivas:

Pb = La pila contiene plomo

Cd = La pila contiene cadmio

Hg = La pila contiene mercurio

Los aparatos eléctricos marcados con esta señal no deben ser desechados junto con sus residuos domésticos, sino que deberán ser separados y clasificados. Por lo tanto, lleve este dispositivo, al final de su tiempo de uso, a un punto de reciclado o a su distribuidor local.

Declaración de conformidad

Protección de clase I

Piesel-Piepser (sensor de orina)

Este producto ha sido desarrollado, diseñado y fabricado en cumplimiento con la Directiva de Equipos Radioeléctricos de la UE (2014/53/UE), bajo la exclusiva responsabilidad de Osthoff-Vertretungen, Eintrachtstr.41, 40699 Erkrath

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 301489

EN 300328

EN 62479

EN 60529

