

Инструкции по безопасности

Общие инструкции по безопасности

- Производитель не несёт никакой ответственности за любой ущерб, причинённый в результате неправильного использования.
- Неправильное или ненадлежащее использование может стать причиной повреждения прибора и привести к травмам пользователя.
- Данный прибор можно использовать для детей 6 лет и старше, а также для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, при условии, что они находятся под наблюдением или получили подробные инструкции по безопасному использованию устройства и осознали возможные опасности.
- Устройство содержит мелкие детали. Дети не должны **ни при каких обстоятельствах** играть с данным оборудованием. Оно **не предназначено для игр!**
- Не позволяйте детям самостоятельно чистить устройство, а также разбирать его или ремонтировать.
- Используйте только те аксессуары, которые предназначены для этого устройства и входят в его комплект.
- Не пытайтесь вставить в устройство никакие посторонние предметы.
- **Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус!**
- Только для домашнего использования.

Рекомендации по обращению с батарейками

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Батарейки не следует подзаряжать, разбирать, бросать в огонь или закорачивать. Существует риск возгорания/взрыва!
- Храните батарейки в недоступном для детей месте. Это не игрушки!
- Проглатывание батареек очень опасно. Если ребёнок проглотил батарейку, немедленно обратитесь за помощью к врачу.
- Если батарейка протекла, следите, чтобы жидкость не попала на кожу или в глаза. Если это всё-таки произошло, немедленно промойте глаза и кожу водой и, если нужно, обратитесь за медицинской помощью.

Внимание: Всегда заменяйте все батарейки сразу, используя при этом батарейки одного и того же типа.

Батарейки могут содержать токсины, опасные для вашего здоровья, а также для окружающей среды. Всегда утилизируйте батарейки в соответствии с требованиями местного законодательства.

Не утилизируйте батарейки с обычными домашними отходами.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её в надёжном месте на случай необходимости.

Введение

Лечение недержание мочи или энурез (технический термин: enuresis nocturna - ночной энурез) в большинстве случаев успешно решается с помощью устройства с датчиками, сигнализирующими об увлажнении постели.

Благодаря тренировке развивается и закрепляется несуществующий рефлекс пробуждения из-за ощущения полного мочевого пузыря.

Согласно современным исследованиям, не более двух «мокрых» инцидентов в месяц считается нормальным!

Технические данные

Приёмник Piesel (датчик мочи) No HIM: 15.25.18.0027 PZN: (07232676)
 Размеры приёмника: 90 x 60 x 30 мм (выс. x шир. x дл.) Вес: 45 г

Размеры передатчика: 55 x 30 x 8 мм (выс. x шир. x дл.) Вес: 8 г

Батарейка: 1 x литиевая CR2032 (3.0V), 3 x AAA (1.5V)

Примечание: используйте только те батарейки, которые подходят для данного датчика мочи. Не используйте никакие другие типы батареек.

Комплект поставки

Набор датчика мочи
 Набор батареек
 Штекер ВКЛ/ВЫКЛ x 2 шт.
 Руководство по эксплуатации
 Дневник ребёнка
 Набор наклеек
 Дневник родителя
 Отвёртка
 Пластиковая монетка



Дневник

Родительский дневник должен заполняться родителями. Для каждого/ой дня/ночи предусмотрено 4 колонки. Для лучшего контроля следует вносить подробную информацию в соответствии со следующими критериями:

W = мокро, весь мочевой пузырь был опустошён в постель BM = постель влажная, но не мокрая

UW = лишь мокро D = сухо

Дневник ребёнка заполняется ребёнком. При этом ребёнок получает наклейку в качестве награды за то, что постель оставалась сухой всю ночь и сигнализация не сработала. Если постель мокрая, ребёнок должен отметить это в соответствующей графе дневника.

Включение устройства



Приёмник

Изначально в устройство вставлен штекер вкл / выкл. Если штекер вкл / выкл вставлен в приёмник, устройство выключено. Включите приёмник, для этого извлеките штекер вкл / выкл. Выберите желаемый режим тревоги (только вибрация, вибрация + звук или только звук). Активируйте приёмник, для этого извлеките штекер вкл/выкл.

Внимание: Штекер вкл/выкл следует извлечь, прежде чем приступать к использованию устройства.

Примечание: Данное изделие может работать некорректно, если оно было подвергнуто ESD (электростатический разряд). В этом случае сбросьте его настройки вручную.

Управление

Вставьте 3 батарейки AAA в приёмник и 1 кнопочную батарейку CR2032 в передатчик.

Примечание: убедитесь, что оранжевое уплотнительное кольцо в передатчике правильно размещено.

При извлечении штифта включения/выключения загорается зелёный светодиодный индикатор примерно на 3 секунды. После этого устройство готово к использованию.

Примечание о спаривании (следует для первой настройки) / Спаривания / Спаривание»

1. Чтобы выполнить блютуз-соединение, нажмите коротко кнопку «Пауза» / Спаривания» 3 раза подряд; спаривание передатчика происходит в диапазоне <10 м.

Примечание 1: в процессе спаривания соединяются только 1 передатчик и 1 приёмник. Попытка подсоединения нескольких устройств может нарушить процесс спаривания.

Примечание 2: В случае возникновения проблем со спариванием нажмите и удерживайте кнопку паузы в течение 10 секунд, пока приёмник не мигнёт и не завибрирует дважды. Это приведёт к сбросу памяти. Затем попробуйте выполнить процесс спаривания ещё раз.

2. Чтобы проверить состояние соединения, дважды нажмите кнопку спаривания, при успешном соединении светодиодный индикатор мигнёт 4 раза.

3. Вставка штифта включения / выключения в процессе спаривания может привести к сбою.

4. Для повторного подключения спаренных передатчика и приёмника потребуются около 30 секунд после того, как штифт включения/выключения извлечён.

5. Приёмник мигает зелёным цветом, если соединение с передатчиком прервалось. Мигание прекращается через 3-5 сек, как только соединение будет восстановлено.

Если передатчик намок, активируется будильник. Красный светодиодный индикатор на передатчике мигнёт 3 раза и в течение 5 секунд сработает будильник приёмника.

Если передатчик не извлечён из мокрого нижнего белья, будильник будет срабатывать каждую минуту.

Извлеките передатчик из мокрого нижнего белья, протрите его влажной тканью и тщательно просушите. Вставьте передатчик, как это описано ниже.

Как только сработает будильник, зелёный светодиод будет мигать в течение 2 минут, а затем запустится снова через 30 секунд.

Нажмите кнопку «Пауза», чтобы временно отключить звук будильника

(будильник будет отключён примерно на 30 секунд).

Будильник: будильник полностью отключается только при вставленном штифте включения / выключения.

Уровень громкости приёмника можно регулировать с помощью ручки громкости. Перед использованием проконтролируйте уровень громкости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Громкость сигнала будильника может достигать 100 дБ на расстоянии 30 см. Во избежание нарушений сна НИКОГДА не кладите приёмник возле ушей! Громкость следует регулировать только с помощью прилагаемой отвёртки. Аккуратно поворачивайте ручку регулировки громкости, чтобы избежать повреждений.

Как закрепить устройство

1. Выберите режим будильника
 - только гудок
 - только вибрация
 - вибрация + гудок
2. Разместите и закрепите передатчик на нижнем белье

Примечание: Во избежание неопределённого контакта с кожей рекомендуется вставлять передатчик в контактную прокладку для трусиков. Непосредственный контакт с кожей может вызвать срабатывание будильника и/или стать причиной раздражения на коже.
3. Обратите внимание на сигнал приёмника!

Примечание: если уровень зарядки батареи низкий, раздастся сигнал напоминания.

Приёмник: красная светодиодная лампочка ежесекундно мигает.

Передатчик: красная светодиодная лампочка мигает каждые 5 секунд.

Через 5 минут красная светодиодная лампочка мигает каждые 10 - 20 секунд.

10 советов по светловидному обучению

1. Будьте терпеливы! Обучение и положительные результаты требуют времени!
2. Поощряйте своего ребёнка.
3. Используйте устройство каждую ночь.
4. Подробно обсудите с ребёнком функции устройства и вместе упражняйтесь в замене датчика.
5. Постарайтесь выяснить, в каком месте датчик меньше всего вызывает дискомфорт у ребёнка.
6. Перед тем как отправлять ребёнка в постель, попросите его сходить в туалет.
7. На первом этапе ребёнок не будет слышать будильник. Поэтому, пожалуйста, первые несколько дней будите его сами. Как правило, через несколько дней большинство детей начинают просыпаться самостоятельно.
8. Через некоторое время ребёнок должен научиться самостоятельно выключать будильник. Пока это не произойдёт, помогайте ему/ей.
9. Прилагаемые дневники наблюдений помогут Вам лучше контролировать использование устройства.
10. После того как обучение / тренировка успешно завершены, пожалуйста, отправьте свои дневники производителю. В качестве благодарности Вы получите небольшой сюрприз. Ваши данные будут использоваться только для статистики.

Возможные сбои и их устранение



Устройство не издаёт звука будильника

Осмотр: Выполните функциональное тестирование путём запуска передатчика (нужно коснуться контактной области влажной тканью или обычной скрепкой), проверьте, мигают ли лампочки датчиков (изображение)

Причина 1: Передатчик находится слишком глубоко в прокладке.

Устранение: Переустановите передатчик.

Причина 2: Заряд батареи израсходован.

Устранение: Замените батарею, как это описано в данном руководстве.

Причина 3: Устройство сломалось.

Устранение: Обратитесь за помощью к производителю или продавцу.

Причина 4: Батарейки почти разрядились. Звук будильника слишком тихий.

Устранение: Замените батарейки, как это сказано в руководстве.

Замена батареек

Приёмник: Откройте крышку отсека для батареек и вставьте 3 новые батарейки (тип: AAA)

Передатчик: Откройте крышку отсека для батареи с помощью входящей в комплект пластиковой монеты и замените 1 батарейку (тип: CR2032)

- Не используйте одновременно новые и старые батарейки
- Убедитесь, что батарейки вставлены правильно, в соответствии с маркировкой полярности.
- Изнаночные батарейки следует извлечь из устройства.
- Если устройство длительное время не используется, батарейки извлеките.
- Убедитесь, что клеммы питания не замкнуты.
- Одноразовые батарейки нельзя подзаряжать.
- Убедитесь, что уплотнительное кольцо O на передатчике установлено правильно.

Уход и очистка

Перед чем приступать к очистке, всегда выключайте устройство и извлекайте батарейки. Не допускайте погружения устройства в воду. Корпус устройства очищайте с помощью влажной мягкой тряпки.

Не используйте никакие агрессивные чистящие средства и/или другие грубые препараты для очистки.

Инструкции по утилизации

Обычные и подзаряжаемые батареи не следует утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. В соответствии с законом потребителю обязан доставить использованные батарейки для правильной утилизации в место их централизованного сбора данного региона или в торговую точку, где продаются батареи данного типа.

Примечание: приведёнными ниже кодами маркируются батарейки, содержащие вредные вещества:

Pb = Батарея содержит свинец
 Cd = Батарея содержит кадмий

Hg = Батарея содержит ртуть

Отработанные электрические устройства, маркированные этим знаком, не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует утилизировать отдельно. Поэтому, пожалуйста,

отнесите данное устройство по окончании его жизненного цикла в специальные пункты сбора для утилизации или отдайте Вашему местному дилеру.

Декларация о соответствии

Класс защиты I

Piesel-Piepser (Датчик мочи)

Данное изделие разработано и произведено в соответствии с директивой ЕС Директива по радиооборудованию (2014/53/EU) и под исключительной ответственностью компании

Osthoff-Vertretungen, Eintrachtstr. 41, 40699 Erkrath

Применяются следующие гармонизированные стандарты:

EN 301489

EN 300328

EN 62479

EN 60529

